

ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA (BASSA FREQUENZA):

SOLENOIDI:



MX SOL
SOLXPRO
FREECAR
CMP 50-
SOL MP
SOL MT

Solenoide per Magnet-X30
Solenoide per Magnet-XPRO
Solenoide Cuscino per Magnet-XPRO e CMP 50
Solenoide per Magneter CMP 30 / 50 / 100 (*specificare il connettore)
Solenoide per Magnet-X Plus 50
Solenoide per MT Futur 2001

ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA (ALTA FREQUENZA):



DF 9
DF 10
CMI
CMI 100-
SF 10

Diffusore per FreeDol
Diffusore fascia per FreeDol
Diffusore per Dolpass
Diffusore per Ematron CMI 100
Solenoide fascia mt. 1

GAMMA SOLENOIDI PER CMP 50 (bassa frequenza):



Il dispositivo per magnetoterapia MAGNETER CMP 50 nel corso degli anni ha vissuto diverse configurazioni per mantenersi sempre al passo coi tempi, tra queste anche gli accessori hanno cambiato il connettore in 3 differenti modi.

Tra le immagini qui proposte sarà possibile riconoscere quella del connettore corrispondente alla propria macchina al fine di poter acquistare l'accessorio giusto.



INNESTO IN METALLO



INNESTO IN PLASTICA



3 POLI CON INNESTO IN METALLO



7 POLI CON POLO CENTRALE
ED INNESTO IN METALLO



7 POLI A CORONA CON INNESTO
IN PLASTICA

