



BE 28 UG

L'elettrostimolazione perineale, mediante sonde vaginali o anali, rappresenta il trattamento di elezione in numerosi casi di incontinenza urinaria post chirurgica.

La possibilità di integrare il trattamento professionale con sedute domiciliari, spesso è determinante per il successo terapeutico. L'unità IntelliSTIM® UG, benchè dotata di sofisticate caratteristiche e flessibilità funzionale, è semplice da utilizzare anche direttamente, da parte del paziente.

I vantaggi dell'unità IntelliSTIM® UG

Oltre ai programmi perineali pre-impostati, la funzione automatica IntelliSTIM®, determinando automaticamente i parametri temporali (AZIONE/ PAUSA), in base alla frequenza e all'intensità, consente all'utilizzatore professionale di creare programmi personalizzati, senza richiedere un'approfondita esperienza o nozioni di elettrofisiologia. La disponibilità di 2 canali di stimolazione, con impulsi bifasici simmetrici e bifasici alternati ne permette l'impiego con sonde ad anelli e sonde a barrette.

HAPPILY

L'unità Happily è indicata per il trattamento del dolore mestruale (dismenorrea) in quanto, grazie all'elettrostimolazione effettuata con onda T.E.N.S. (Stimolazione Elettrica delle terminazioni Nervose per via Transcutanea), produce un effetto decontratturante ed antalgico nella regione uterina.

Happily è sicuro, non invasivo, non richiede sostanze medicinali, non ha effetti collaterali e può essere indossato durante le normali attività grazie alle sue ridotte dimensioni.



CE 0051





BE 28 UG

FUNZIONI

- Grande Display LCD. • Uso semplice ed intuitivo; • Programmi liberi. • 11 programmi selezionabili, indicati per diversi trattamenti dell'incontinenza; • Funzione IntelliSTIM® con regolazione automatica interattiva dei parametri temporali; • Visualizzazione di tutti i parametri e possibilità di modifica durante la seduta; • 2 forme d'onda selezionabili per l'impiego di sonde ad anelli o a barrette.

DOTAZIONE DI BASE

- Unità BE 28 UG; • Sonda Anale o sonda Vaginale; • 2 x Cavi di connessione agli elettrodi; • 2 x Pile Alkaline AA 1.54v (LR6); • Manuale d'istruzioni; • Valigetta.

OPTIONAL

- Sonda Anale; • Sonda Vaginale; • Ricambi per tutti gli accessori base.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	2 pile Alkaline Type AA1.54v (LR6)
Uscite	2
Uscita	100 mA su carico da 1000 Ohm
Larghezza d'impulso	Regolabile tra 50 µs e 400 µs
Frequenza	Da 1 Hz e 150Hz
Forme d'onda	Rettangolare bifasica simmetrica - Rettangolare bifasica alternata
Timer	A scelta tra: Continua, 10min, 20min, 30min, 45min, 60min, 90min
Dimensioni	138x68x28 mm (con custodia e accessori)
Peso	320 gr. (con valigia ed accessori)

HAPPILY

ACCESSORI DI BASE

- Unità Happily; • Cavi di collegamento agli elettrodi; • 2 Elettrodi autoadesivi; • Pila tipo CR2032 3 Volt;
- 1 Supporto di plastica per elettrodi; • Manuale d'uso; • Valigia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uscite	1
Corrente Di Uscita	Max. 110 mA (picco) su un carico normalizzato di 500 Ohm
Larghezza Di Impulso	Da 100 us a 333 us con modulazione automatica
Frequenza	Da 2.5 Hz a 120 Hz con modulazione automatica
Forma D'onda	Impulsi rettangolari bifasici
Programmi (Mode)	5 programmi selezionabili
Display	14 mm x 24 mm LCD
Alimentazione	Batteria al litio a bottone, tipo CR2032
Dimensioni	38 x 65,5 x 9,6 h mm
Elettrodi	Adesivi con attacco a bottone
Peso	140 gr. (con valigia)

Le informazioni contenute in questo depliant sono destinate a Personale Professionale. E' vietato l'uso del presente depliant per la divulgazione verso il pubblico.