



MEDIPRESS

La PRESSOTERAPIA è un massaggio svolto attraverso un'onda pressoria applicata agli arti, superiori o inferiori, attraverso particolari terminali (gambali/piedi, bracciali) che gonfiandosi progressivamente massaggiano gradevolmente gli arti, creando un immediato e duraturo stato di benessere.

E' utilizzata in ambito medico, estetico e domiciliare per esercitare una pressione nella direzione periferia (piede o mano) – centro (anca o spalla), o in termini medici nella direzione distale – prossimale.

Questo movimento avviene nella stessa direzione naturale dei flussi linfatici e sanguigni, dalla periferia alla base dell'arto, in modo gradevole ed omogeneo, senza generare ristagni o flussi contrari.

La pressoterapia sequenziale non è una metodica di tipo compressivo, la sua azione non tende a comprimere l'arto trattato ma è una metodica di trasporto dei fluidi (sangue venoso e linfa), la spinta che imprime all'arto genera un movimento di fluidi al suo interno ripristinando il loro andamento naturale.



CE 0476





INDICAZIONI

- La terapia dell'insufficienza venosa e di tutte le sue conseguenze (gambe gonfie e dolenti, ulcere, edema, vene varicose, ecc...).
- La terapia delle linfofasi (linfedema, edema, ecc...).
- La prevenzione della tromboosi venosa profonda.
- Il miglioramento della circolazione venosa.

DOTAZIONE DI BASE

- Unità Medipress; • 1 x Gambale o un bracciale a 4 sezioni; • 1 x Cavo alimentazione; • 1 x Manuale d'istruzioni; • 1 x Valigia porta strumento.

OPTIONAL

- Doppio bracciale; • Doppio gambale; • Tubo Y sdoppiatore (Set di duplicazione); • Ricambi per tutti gli accessori base.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 Volt 50 Hz
Uscite	4 raddoppiabili tramite set di duplicazione
Descrizione funzionale	Pressoterapia sequenziale
Range di pressione	0/160 mm. di Hg su 1 terminale 0/80 mm. di Hg su 2 terminali
Potenza	100 VA
Ciclo operativo	30sec (22 sec gonfiaggio – 8 sec gonfiaggio)
Dimensioni	250 x 170 x 120 h mm
Peso	3,5 Kg
Conforme alla normativa di sicurezza	EN 60 601 – 1 EN 60 601 – 1 – 2

Le informazioni contenute in questo depliant sono destinate a Personale Professionale. E' vietato l'uso del presente depliant per la divulgazione verso il pubblico.